

MICROFLEX® 93-850 PRODUKTOPSÆTNING

PRODUKTNAVN

Foretrukket produktnavn:

Microflex® 93-850 engangsnitrilhandsker med ultimativ barriere

Acceptabelt alternativ:

Microflex® 93-850 engangsnitrilhandsker

BESKRIVELSE

Kort beskrivelse (50 ord)

Microflex® 93-850 engangshandsker giver arbejdere i krævende miljøer et højere beskyttelsesniveau. Disse bløde, holdbare nitrilhandsker har 2X bedre bestandighed mod kemikaliestænk end nitrilhandsker fra førende mærker. Da de overstiger den højst kendte standard for barriereintegritet, reducerer Microflex® 93-850 handskerne markant risikoen for skadelige eksponering.

Lang beskrivelse (75 ord)

Microflex® 93-850 engangshandsker giver arbejdere i krævende miljøer et højere beskyttelsesniveau. Disse komfortable, holdbare nitrilhandsker reducerer markant risikoen for skadelig eksponering.

- 2X bedre beskyttelse mod stænk af kemikalier end nitrilhandsker fra førende mærker
- Overstiger den højst kendte standard for barrierekvalitet og ensartethed (lav 0,40 AQL)
- Det robuste design forhindrer oprivning og gennembrud
- Er fremstillet med brug af den patentbeskyttede TNT™ teknologi, der yder blød og holdbar beskyttelse mod en lang række kemikalier
- Formel uden silikone til forbedret produktbeskyttelse

EMBALLAGE

UPC-stregkoder

	XS (5½-6)	S (6½-7)	M (7½-8)	L (8½-9)	XL (9½-10)	XXL (10½-11)
Dispenser	10076490085701	10076490085718	10076490085725	10076490085732	10076490085749	10076490085756
Transport	20076490085708	20076490085715	20076490085722	20076490085739	20076490085746	20076490085753

Vægt (kg/lbs)

	XS (5½-6)	S (6½-7)	M (7½-8)	L (8½-9)	XL (9½-10)	XXL (10½-11)
Dispenser	0,64/1,41	0,68/1,50	0,73/1,61	0,82/1,81	0,87/1,92	0,87/1,92
Transport	6,8/14,99	7,2/15,87	7,8/17,19	8,7/19,18	9,2/20,28	9,2/20,28

Mål (længde x bredde x højde)

Dispenser	240 mm x 120 mm x 78 mm/9,448" x 4,724" x 3,070"
Transport	405 mm x 249 mm x 255 mm/15,944" x 9,803" x 10,039"

Produktbilleder



Download Microflex® 93-850 produktbilleder [HER](#)


MICROFLEX® 93-850 PRODUKTOPSÆTNING

BILLEDER AF ANVENDELSER




Download billeder af anvendelser [HER](#).

VIDEOER



Download produktvideo [HER](#).
Se på YouTube [HER](#).



Download teknologivideo [HER](#).
Se på YouTube [HER](#).

YDERLIGERE SUPPORTMATERIALER


Teknologiaktiver



TNT™


**Chemical Splash
Resistance Technology**

TNT™ is a proprietary polymer formulation that provides superior splash resistance against a wide range of hazardous chemicals, for durable protection with a soft, comfortable feel.



Download TNT™ teknologi-
aktiver [HER](#)

Standarder for ydeevne



CE 0493

www.ansell.com/microflex93850

MICROFLEX®